





MZ Liberec, a.s.

**Dokumentacja techniczno-rozruchowa
(DTR)**

Nadłożkowy panel medyczny wzmoczonego nadzoru typ RN07-DN3





Waga: 25 kg
Siły działające na ścianę: 1050 N, 110 Nm

Poz.	Wyposażenie *	Max. wyposaż.
1	Gniazdo elektryczne 230 V ^	20 x °
1	Wyłącznik oświetlenia ogólnego (i nocnego)^	
1	Gniazdo teleinformat. (RJ45) ^ (1/2 modułu 45mm)	
1	Gniazdo telefoniczne ^ (1/2 modułu 45mm)	
-	Gniazdo ekwipotencjalne	20 x
2	Gniazdo gazów medycznych ^	8 x
-	Odciąg gazów poanestetycznych ČSN EN 737 ^	1 x
3	Szyna medyczna L=400	4 x

Max przyłącze
4 x gazy medyczne 6 x obwód elektryczny (max. 5 gniazd elektr. na obwód)

° moduł 45mm

^ Wyposażenie na życzenie klienta

* Detale wyposażenia viz. 2-15 Wyposażenie RN07-DN

Maksymalne wyposażenie dotyczy modułu o długości 1650 mm.


Wyposażenie dla innych długości modułu należy konsultować z producentem bądź przedstawicielem producenta w Polsce – firma POLY-TECHNIK Sp.z o.o.

Montaż panelu do ściany- kotwienie

Do mocowania panelu na ścianie przeznaczone jest 10 otworów $\varnothing 10$ mm każdy w odległości 335mm, odległość 1-go otworu od krawędzi panelu wynosi 155mm.

Widok na ścianę – wejście mediów elektrycznych oraz gazów medycznych z prawej strony

Uwaga: wejście z lewej strony panelu dla mediów elektrycznych i gazowych – odbicie lustrzane



PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE w POLSCE:

POLY-TECHNIK Sp. z o.o. 05 - 408 Wola Karczewska 50

tel.: +48 0 22 789 98 85, faks: +48 0 22 789 95 55, tel. kom.: +48 0 602 703 003, e-mail: biuro@poly-technik.pl

POLY-TECHNIK Sp. z o.o. Biuro we Wrocławiu

53 680 Wrocław

tel.: +48 0 71 788 10 88, faks: ++48 0 71 788 10 88, tel. kom.: +48 0 602 696 100, e-mail: harvey@poly-technik.pl